

Gel Document System with High Definition Image 고화질 전기영동 영상처리 장치

DuxGeldoc



REF DUXG-99-03E

DuxGeldoc은 고화질 영상을 기반으로 영상을 촬영하고 저장할 수 있는 전기영동 영상 처리 장치입니다. 합리적인 비용으로, 고화질 카메라를 이용해 고품질의 젤 영상 획득이 가능합니다. 작고 가벼운 기기로 실험실 공간을 보다 효율적으로 이용할 수 있고, 작고 견고한 암실은 고해상도의 이미지 촬영을 위해 설계되었습니다. 이제, **DuxGeldoc**으로 고화질의 젤 영상을 즐겨보세요.

제품 특징


- 1 CMOS 카메라 기반으로 고화질 영상 촬영
고화질 영상 촬영이 가능한 초소형 카메라가 장착되어 있습니다.
- 2 작고 가벼워 실험실 공간 절약
컴팩트하고 가벼운 기기로 효율적인 실험실 공간 활용이 가능합니다.
- 3 간편한 소프트웨어 조작
한 번의 클릭으로 영상 파일 저장이 가능합니다.
- 4 최적화된 암실 설계
고해상도 이미지 촬영에 최적화된 암실입니다.



제품 사양

외형사양	
크기 (WxDxH)	282x282x289 mm
무게	3.1kg
젤 크기	최대 120x150 mm
입력 전압	220V (60Hz)
작동사양	
카메라	High Resolution Sony ExmoR CMOS
해상도 (Maximum Resolution)	3280x2464 (4K)
Illumination	UV
PC OS	Windows 10
USB 연결	O
저장 공간	8GB

염색 시약 비교



해상도 비교

